

STX 592


Cintura due pezzi



Le cinture di trattenuta STX 592 sono ausili da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegate conformemente al prodotto in uso.

Caratteristiche specifiche

Gancio in metallo per garantire massima sicurezza
Adatte per barelle autocaricanti, barelle basket e tavole spinali



Dati tecnici ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Lunghezza L	600	1600
Lunghezza disponibile dopo aver effettuato il cappio ²	410	1330
Larghezza nastro	50 mm	
Materiali	Nylon, acciaio cromato, plastica	
Peso cintura	250 ± 10 g	
Tipo cintura	2 pezzi	
Gancio	Metallo	

¹ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

² Valore approssimativo, variabile a seconda del dispositivo su cui la cintura viene applicata

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

STX 592 - CINTURA 2PZ GIALLA
G/METALLO
ST00592A



Classificazione CND V9099
Identificativo registrazione 96104

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it