

K BELT 3

Ceinture d'une seule pièce avec sac de transport




Ceintures réglables pour stabiliser le patient pendant le transport. Le kit inclut le sac de transport.

Caractéristiques

Utilisée pour civières de relevage.

Données techniques ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longueur L	710	1600
Largeur	50 mm	
Matériaux	Nylon, PP	
Poids d'une seule ceinture	130 ± 10 g	
Poids du kit	450 ± 20g	



Classe I Dispositifs médicaux Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

K BELT 3 - THREE ONE PIECE BELTS
STX 597

ST00593A

CND Classification



V9099

Numéro de classification

98851

¹ Les longueurs indiquées ont une tolérance de ± 30 mm

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it