

K BELT 1


Cinturones dos piezas



Los cinturones de sujeción K Belt 1 son equipos de seguridad que se utilizan para obtener un grado de sujeción que permita transportar al paciente en condiciones seguras si se emplean de acuerdo con el producto que se está utilizando.

Características específicas

Gancho de nylon para garantizar la máxima seguridad
Adecuado para camilla automática, camillas cestas y tableros espinales
Bolsa de transporte para un almacenamiento más limpio



Datos técnicos¹

| | Min (mm) | Max (mm) |
|---|------------|----------|
| Longitud L | 700 | 1500 |
| Longitud disponible después de que el nudo se ha hecho ² | 460 | 1250 |
| Ancho del cinturón | 50 mm | |
| Materiales | Nylon | |
| Peso de un cinturón | 130 ± 10 g | |
| Peso del kit | 445 ± 20 g | |
| Tipo de cinturón | 2 piezas | |
| Gancho | Plástico | |

¹ Las longitudes indicadas están sujetas a tolerancias de ± 30 mm

² Valor aproximado. Varía en función del dispositivo donde se aplica el cinturón

ST00594A

K BELT 1 - SET 3 CINTURONES STX 598 C/BOLSA

SET compuesto pelos siguientes DM de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

ST00598A – STX 598

ID. reg. 96090

CND V9099

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it