

## K BELT 1


### Cintos de duas peças com saco



O cinto K Belt 1 é um dispositivo de auxílio a utilizar para obter um grau de retenção que permita o transporte do paciente em condições de segurança, se utilizado em conformidade com as indicações do equipamento ao qual é combinado.

#### Características específicas

Gancho de nylon para garantir a máxima segurança  
 Utilizado para macas, macas cesto e planos duros  
 Saco de transporte para um armazenamento mais ordenado



#### Especificações técnicas<sup>1</sup>

	Min (mm)	Max (mm)
Comprimento L	700	1500
Comprimento disponível depois de ter feito o nó corredo <sup>2</sup>	460	1250
Largura correia	50 mm	
Materiais	Nylon	
Peso cinto individual	130 ± 10 g	
Peso del kit	445 ± 20 g	
Tipo de cinto	2 elementos	
Gancho	Material plástico	

<sup>1</sup> Os comprimentos indicados estão sujeitos às tolerâncias de ± 30 mm

<sup>2</sup> Valor aproximado, que varia de acordo com o dispositivo no qual o cinto está aplicado

ST00594A

K BELT 1 - CONJUNTO 3 CORREIAS STX 598 C/SACO

SET compuesto por los siguientes DM de acuerdo com o Reg, UE 2017/745

ST00598A – STX 598

ID. reg. 96090

CND V9099

Rev.0 (08/01/2021)

CÓPIA NÃO VERIFICADA - as revisões subsequentes estarão disponíveis no link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Itália Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)