

STX 598


Cintura due pezzi



Le cinture di trattenuta STX 598 sono ausili da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegate conformemente al prodotto in uso.

Caratteristiche specifiche

Gancio in nylon per garantire massima sicurezza
Adatte per barelle autocaricanti, barelle basket e tavole spinali



Dati tecnici ¹

| | Min (mm) | Max (mm) |
|---|------------|----------|
| Lunghezza L | 700 | 1500 |
| Lunghezza disponibile dopo aver effettuato il cappio ² | 460 | 1250 |
| Larghezza nastro | 50 mm | |
| Materiali | Nylon | |
| Peso cintura | 130 ± 10 g | |
| Tipo cintura | 2 pezzi | |
| Gancio | Plastica | |

¹ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

² Valore approssimativo, variabile a seconda del dispositivo su cui la cintura viene applicata

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

STX 598 - CINTURA 2PZ GIALLA

G/PLASTICA

ST00598A

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

96090

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it