


## HM

### Couverture isotherme réutilisable



Couverture isotherme réutilisable. Produit indispensable pour stabiliser la température du corps des patients traumatisés, touchés par des coups de soleil ou de froid.

#### Caractéristiques spécifiques

Réutilisable  
Renforcée et pouvant ainsi être utilisée en conditions extrêmes et lors de fortes rafales de vents  
Œillets sur les 4 angles offrant la possibilité d'attacher la couverture  
Le dispositif peut être utilisé des deux faces en fonction s'il faut stabiliser le patient en conditions de froid ou de chaud

#### Données techniques

Dimensions dépliée	2000x1400 mm
Dimensions emballage	370x270x40 mm
Oeillets	Ø int 17 mm
Poids	560 ± 10 g
Matériaux	PE, PET, Al

DM die classe I selon la Dir. 93/42/CEE

HM – COUVERTURE ISOTHERME

ST00610C



Classification CND V9099

Identifiant d'enregistrement 277414

Rev.2 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)