


HM

Cobertor hipotérmico



Cobertor hipotérmico para ser utilizado para contribuir à estabilização térmica dos pacientes traumatizados, que sofrem de exaustão de calor ou hipotermia.

Características específicas

Reutilizável

A estrutura reforçada faz com que seja particularmente resistente e aumenta o peso do dispositivo para facilitar a sua utilização, mesmo em condições de vento

Ilhós dispostos nos cantos, oferecem múltiplas possibilidades de fixação

As características diferentes dos dois lados do pano, permitem que ele seja utilizado tanto no caso de hipotermia que queimaduras

Especificações técnicas

Dimensões estendido	2000x1400 mm
Tamanho da embalagem	370x270x40 mm
Ilhós	Øint 17 mm
Peso	560 ± 10 g
Materiales	PE, PET, Al

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

HM – COBERTOR HIPOTÉRMICO

ST00610C



Classificação CND	V9099
Registro ID	277414

Rev.2 (15/01/2018)

CÓPIA NÃO CONTROLADA - revisões sucessivas estarão disponível no link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it