


# HT

## Tela isotérmica de rescate



La tela isotérmica es un dispositivo médico utilizado para contribuir a la estabilización térmica de los pacientes, tanto para mantener el calor en caso de hipotermia como para reflejarlo en caso de golpe de calor.

### Características específicas

Desechable  
 Las diferentes características de los dos lados de la tela, permiten utilizarlo tanto en caso de hipotermia que golpe de calor

### Datos técnicos

Dimensiones	220 x 160 cm
Peso	62 g
Dimensiones tela doblada	9 x 14 cm aprox.
Materiales	Hoj de poliéster aluminizado

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

HT - TELA ISOTERMICA 220x160 cm

ST00630A

Clasificación CND



V9099

ID de registro

103930

Rev.0 (14/05/2021)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)