

HT

Telo isotermico d'emergenza



Il telo isotermico è un presidio medicale utilizzato per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti, sia per mantenere il calore in caso di ipotermia che per rifletterlo in caso dei colpi di calore.

Caratteristiche specifiche

Monouso

Le diverse caratteristiche dei due lati del telo, consentono di utilizzarlo sia in caso di ipotermia che colpi di calore

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Dimensioni | 220 x 160 cm |
| Peso | 62 g |
| Dimensioni telo piegato | 9 x 14 cm ca. |
| Materiale | Foglio di poliestere alluminizzato |

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

HT - TELO ISOTERMICO

220X160 cm

ST00630A

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

103930

Rev.0 (14/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it