

STX 703

Sacco salma in TNT



STX 703 è un dispositivo destinato al recupero e brevi spostamenti di salme.

Caratteristiche specifiche

Realizzato in TNT rivestito internamente da un film in PVC
 Maniglie passanti per una miglior distribuzione del carico
 Chiusura zip a "C" per agevolare l'inserimento della salma
 Finestra trasparente per l'inserimento di etichette identificative
 Monouso

Dati tecnici

Lunghezza	2150 mm
Larghezza	1020 mm
N° maniglie	6
Materiale	TNT/PVC
Capacità di carico	120 kg
Peso	590 ± 20g

STX 703 - SACCO SALMA TNT 6
 MAN. 1020x2150 mm
ST00703A

Rev.2 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it