

STX 706

Housse mortuaire de transport



STX 706 est une housse pour le transport des cadavres, très résistante, imputrescible et imperméable.

Caractéristiques spécifiques

Réalisé en PVC thermo-soudé très résistant et imperméable
 Equipée de 6 poignées de transport intégrées
 Système de fermeture à glissière centrale permettant de positionner aisément le cadavre à l'intérieur de la housse
 Fenêtre transparent permettant de placer une étiquette de reconnaissance

Données techniques

Longueur	1980 mm
Largeur	900 mm
N° de poignées	6
Matériaux	PVC
Capacité de portage	150 kg
Poids	2,6 kg

STX 706 – HOUSSE MORTUAIRE
ST00706A

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it