


STX 706

Sacco salma grigio



STX 706 è un dispositivo destinato al recupero e brevi spostamenti di salme.

Caratteristiche specifiche

Robusto tessuto in PVC termosaldato per garantire impermeabilità
 Maniglie ricavate nella sagoma
 La lunga chiusura a zip agevola il posizionamento della salma
 Finestra trasparente per l'inserimento di etichette identificative

Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	900 mm
N° maniglie	6
Materiale	PVC
Capacità di carico	150 kg
Peso	2,6 kg

STX 706 - SACCO SALMA GRIGIO
 NYLON 6 MAN 89x198 cm
ST00706A

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it