

STX 708

Housse mortuaire



STX 708 est un dispositif destiné pour transporter les victimes

Caractéristiques spécifiques

Réalisé en TNT robuste, avec revêtement intérieur en vinyle pour garantir une tenue étanche .

Les poignées passantes et renforcées permettent de mieux distribuer le poids durant le relevage et le transport de la victime.

La fermeture éclair en forme de "C" permet de positionner rapidement la victime à l'intérieur de la housse.

Fenêtre transparente en PVC pour le rangement des documents identifiant la victime

Données techniques

Longueur	210 ± 5 cm
Largeur	104 ± 5 cm
N° de poignées	6
Dimensions fenêtre	220x170 ± 5 mm
Matériau	TNT
Capacité de charge	120 kg
Poids	80 g/m ²

STX 708 – HOUSSE MORTUAIRE
BLEU TNT 6 POIGNEES. 104X210
cm
ST00708A

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it