

STX 708

Sacco salma blu



STX 708 è un dispositivo destinato al recupero e brevi spostamenti di salme.

Caratteristiche specifiche

Realizzato in robusto TNT, con rivestimento interno in vinile per impedire la fuoriuscita di fluidi all'esterno del sacco

Le maniglie passanti, permettono di distribuire al meglio il carico, rendendo più semplice il trasporto

Il percorso a "C" della chiusura a zip, offre un'apertura ampia rendendo l'inserimento e il posizionamento della salma più semplice e rapido.

Finestra trasparente in PVC per l'inserimento di documenti identificativi

Dati tecnici

Lunghezza	210 ± 5 cm
Larghezza	104 ± 5 cm
N° maniglie	6
Dimensioni finestra trasp.	220x170 ± 5 mm
Materiale	TNT
Capacità di carico	120 kg
Peso	80 g/m ²

STX 708 - SACCO SALMA BLU TNT 6

MAN. 104X210 cm

ST00708A

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it