

TRY 743

Manichino mezzobusto



Manichino mezzobusto studiato e realizzato per un efficace addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e per il massaggio cardiaco esterno (MCE). La consolle elettronica è dotata di LED per segnalare la correttezza delle manovre in corso.

Caratteristiche specifiche

Simulazione del polso carotideo
 Simulazione occlusione vie aeree
 Punti di riferimento realistici (Sterno, gabbia toracica, tacca retrosternale)
 Borsa di trasporto con cuscini per appoggiare le ginocchia durante le procedure
 Consolle con Led per:
 Corretta posizione delle dita
 Corretta compressione cardiaca
 Corretta ventilazione
 Consolle Conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC

Accessori di serie

Borsa di trasporto
 Abiti
 10 Kit ricambi comprendenti polmoni, tubi corrugati e bocca
 Peretta gonfiaggio
 4 Batterie tipo AA incluse

Dati tecnici

Dimensioni	71x40x20 cm
Peso	7,7 kg
Consolle conforme a EN60601-1-2	
Specifiche consolle	
EN6100-4-2	6 kV Contact
EN6100-4-2	8 kV Air
EN61000-4-4	5kHz EFT/Burst

TRY 743 - MANICHINO ½
 BUSTO CON CONSOLLE E
 SACCA
ST01100C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it