

TRY 745

Manichino intero



Manichino intero studiato e realizzato per un efficace addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Caratteristiche specifiche

Assemblaggio semplice e rapido
Corpo articolato

Dati tecnici

Dimensioni	127x53x30 cm
Peso	24 kg

Accessori di serie

5 maschere (bocca naso) di ricambio
5 vie respiratorie con valvola non-rebr. di ricambio

TRY 745 - MANICHINO INTERO
SENZA CONSOLLE
ST01200C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.0 (11/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it