

TRY 744

Manichino intero con Consolle



Manichino intero studiato e realizzato per un efficace addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e per il massaggio cardiaco esterno (MCE). La consolle elettronica è dotata di LED per segnalare la correttezza delle manovre in corso.

Caratteristiche specifiche

Assemblaggio semplice e rapido

Corpo articolato

Consolle con Led per:

Corretta posizione delle mani

Corretta compressione cardiaca

Corretta ventilazione

Consolle Conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC

Accessori di serie

5 maschere (bocca naso) di ricambio

5 vie respiratorie con valvola non-rebr. di ricambio

4 Batterie tipo AA incluse

Dati tecnici

Dimensioni 127x53x30 cm

Peso 24 kg

Consolle conforme a EN60601-1-2

Specifiche consolle

EN6100-4-2 6 kV Contact

EN6100-4-2 8 kV Air

EN61000-4-4 5kHz EFT/Burst

TRY 744 - MANICHINO INTERO
CON CONSOLLE
ST01250C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it