

TRY 763

Manichino pediatrico



Manichino pediatrico studiato e realizzato per un efficace addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e per il massaggio cardiaco esterno (MCE). La consolle elettronica è dotata di LED per segnalare la correttezza delle manovre in corso.

Caratteristiche specifiche

Possibilità di riempimento con acqua per simulare il peso e le sensazioni trasmesse da un bambino vero

Sollevamento realistico del torace

Punti di riferimento realistici (Sterno, gabbia toracica)

Consolle con Led per:

Corretta posizione delle dita

Corretta compressione cardiaca

Corretta ventilazione

Leva esclusione allarme sonoro

Consolle Conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC

Accessori di serie

Borsa di trasporto

Abiti

12 Polmoni di ricambio

Peretta gonfiaggio

4 Batterie tipo AA incluse

Dati tecnici

Dimensioni	82x26x25 cm
Peso	2,3 kg
Consolle conforme a EN60601-1-2	
Specifiche consolle	
EN6100-4-2	6 kV Contact
EN6100-4-2	8 kV Air
EN61000-4-4	5kHz EFT/Burst

TRY 763 - MANICHINO

PEDIATRICO C/CONSOLLE E

SACCA

ST01300C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.1 (24/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it