

## TRY 753

### Manichino neonatale per RCP



Manichino neonatale intero studiato e realizzato per un efficace addestramento alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e per il massaggio cardiaco esterno (MCE). La consolle elettronica è dotata di LED per segnalare la correttezza delle manovre in corso.

#### Caratteristiche specifiche

- Assemblaggio semplice e rapido
- Gonfiato ad aria
- Possibilità di essere riempito con acqua per simulare il peso e le risposte di un bambino vero
- Consolle con Led per:
  - Corretta posizione delle dita
  - Corretta compressione cardiaca
  - Corretta ventilazione
- Consolle Conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC
- Interruttore per esclusione allarme acustico

#### Accessori di serie

- Borsa di trasporto
- Abiti
- 12 polmoni di ricambio
- Perette per gonfiaggio sia ad aria che ad acqua
- 4 Batterie tipo AA incluse

#### Dati tecnici

Dimensioni	50x20x12 cm
Peso gonfiato ad aria	900 g
Peso gonfiato ad acqua	2,5 kg
Consolle conforme a EN60601-1-2	
Specifiche consolle	
EN6100-4-2	6 kV Contact
EN6100-4-2	8 kV Air
EN61000-4-4	5kHz EFT/Burst

TRY 753 - MANICHINO  
NEONATALE C/CONSOLLE E  
SACCA  
**ST01310C**

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)