

KYLE

Manichino intero



Manichino intero 3 anni, studiato e realizzato per un efficace addestramento alla rianimazione cardiopolmonare nei pazienti pediatrici.

Caratteristiche specifiche

Il corpo pieno evita la rottura di parti interne presenti su altri manichini
 Gruppi bocca facilmente igienizzabili
 Sistema respiratorio con valvola non-rebreathing
 Punti di riferimento realistici (Capezzoli, processo xifoideo, tacca retrosternale)

Accessori di serie

Borsa di trasporto
 3 gruppi bocca naso di ricambio
 3 kit vie respiratorie di ricambio

Dati tecnici

| | |
|------------|-------------|
| Dimensioni | 86x30x18 cm |
| Peso | 3,5 kg |

KYLE FULL BODY MANICHINO
 BAMBINO 3 ANNI CON SACCA
ST01360F

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it