

TRY 717

Mannequin tronc



Mannequin tronc étudié et réalisé pour une efficace formation à la réanimation cardiopulmonaire (RCP).

Caractéristiques spécifiques

Torse long pour une poussée abdominale réaliste
 Inclination réaliste de la tête pour l'ouverture des voies aériennes
 Points de référence réalistes (sternum, côtes, entaille rétrosternal)
 Sac de transport avec coussins pour appuyer les genoux durant les manœuvres

Equipment de base

Sac de transport
 2 Kit de rechange avec poumons et bouche

Données techniques

Dimensions	63x39x21 cm
Poids	4,8 kg

TRY 717 – MANNEQUIN TRONC
 AVEC SAC DE TRANSPORT
ST01501C

Distribué par Spencer Italia s.r.l

Rev.0 (18/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it