

Manichino CPR

Adult/Child



Manichino mezzobusto realizzato per il training delle competenze in ambito RCP.

Caratteristiche specifiche

Sollevamento del torace realistico
 Polmoni sostituibili
 Resistenza alla compressione selezionabile con un semplice comando tra le modalità Adulto e Bambino
 Testa lavabile in lavastoviglie

Accessori di serie

10 polmoni di ricambio

Dati tecnici

Dimensioni	58x34x18 cm
Materiali	PU, PE
Peso	1,1 kg

MANICHINO CPR ADULT/CHILD
 MEZZOBUSTO
ST01510C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it