

TRY 706

Mannequin entier haute visibilité



Try 706 est un mannequin conçu pour effectuer la formation de sauvetage/évacuation d'individus inconscients. Ce dispositif peut même simuler un sauvetage en milieu aquatique.

Caractéristiques spécifiques

Tissu renforcé sur les zones pouvant être sollicitées par abrasion.

Fourni avec salopettes avec poches intégrées permettant à l'utilisateur d'ajouter de la flottabilité si nécessaire pour modifier la position du mannequin dans l'eau. .

Les deux bottes permettent de protéger le dispositif durant les opération de treuillage.

Une fois mi dans l'eau le mannequin commence à l'absorber tout en faisant couler petit à petit les jambes jusqu'à atteindre une inclinaison d'environ 45°. La tête et les épaules resteront en dehors de l'eau.

La couleur (BS EN 471) et les bandes réfléchissantes garantissent une simple identification du mannequin même en conditions de faible visibilité.

Données techniques

Hauteur mannequin	1,83 m
Matériaux	PU, polyester
Poids à sec	40 kg
Poids mouillé	75 kg environ

TRY 706 – MANNEQUIN ENTIER A HAUTE VISIBILITE

ST01901C

Distribué par Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
spencer.it