

CASPER

Cane CPR



Cane di piccola taglia per la simulazione CPR veterinaria.

Caratteristiche specifiche

Con questo simulatore è possibile simulare :

- Corretto posizionamento effettuare la CPR
- Movimento della lingua per liberare le vie respiratorie e sigillare le vie aeree
- Posizione delle mani per la compressione
- Procedura e profondità delle compressioni
- Procedura per la respirazione artificiale tramite bocca-muso

Le vie aeree di ricambio in dotazione permettono di evitare i rischi di infezioni crociate

Dotato di peretta per la simulazione del polso femorale

Accessori di serie

- Scatola con maniglia di trasporto
- 100 vie aeree di ricambio

Dati tecnici

Dimensioni	66x56x23 cm
Peso comprensivo di imballo e accessori	6,8 kg

CASPER THE CPR DOG
ST01960C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it