

Life/form®

Advanced Sanitary CPR Dog



Cane dedicato al life support training.

Caratteristiche specifiche

Le vie aeree appositamente progettate, sono costituite da un naso monouso e valvola unidirezionale.

Il light box elettrico indica la posizione corretta della mano, la profondità di compressione e la corretta pressione endotracheale durante la ventilazione

Per la formazione avanzata, la zampa anteriore può essere utilizzata per simulare l'infusione.

Il manichino dispone anche di un polso femorale

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballo e accessori	11,5 kg
---	---------

Accessori di serie

10 nasi monouso
3 vie aeree inferiori usa e getta
1 tubo endotracheale
Siringa da 12cc e fazzoletti
Set di farfalle
Sangue artificiale
2 sacche per infusione
Box di controllo con adattatore AC, batteria 9V e custodia

CPR DOG LIFE/FORM
ADVANCES SANITARY
ST01961C

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it