

FLASH 02

Kit immobilizzazione



Sistema di immobilizzazione completo. L'utilizzo congiunto di tavola spinale, cinture a ragno e fermacapo inclusi in questo kit, permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

- Tavola spinale estremamente leggera e dall'ingombro contenuto
- Cinture a ragno con chiusura a strap
- Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
- Cuscini del fermacapo estremamente morbidi per aumentare il comfort
- Base fermacapo adattabile ad adulto e bambino rimuovendo l'imbottitura centrale
- Facilmente igienizzabile grazie alle superfici lisce e raccordate

Componenti del kit

ST02012B	Rock pin - tavola spinale arancio con pin
ST02035A	Rock straps - sist. Cinture univers. Tav. Spinale
SH00200A	Spencer contour - fermacapo univers. Anat. Blu

Accessori opzionali

ST02106A	Mark Up – Sistema di personalizzazione perm.
ST02105A	Fix board - fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board - fissaggio orizzont tavole spinali 10g

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1840x450x50 mm
Peso tavola spinale	7,8 ± 0,2 kg
Capacità di carico	200 kg
Lunghezza nastro centrale cinture	1230 mm
Peso cinture	460 g
Dimensioni fermacapo ¹	235x135x160 mm
Dimensioni base fermacapo	380x270x20 mm
Peso fermacapo completo	1,5 kg
Materiali	PE, Nylon, PVC
<small>¹Misura riferita ad un singolo blocco</small>	

FLASH 02 - TAV.SPIN.ROCK
PIN+ROCK STRAPS+CONTOUR
ST02011K



Identificativo registrazione 58063

Rev.3 (24/08/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it