


Rock Pin

Tavola spinale



Le tavole spinali Rock Pin sono dispositivi destinati a sollevare e immobilizzare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili

La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer

Asole dedicate al fissaggio di cinture e fermacapo Spencer

Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione

Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti

Permette l'esecuzione delle indagini diagnostiche preliminari ai raggi X

Dati tecnici

Dimensioni	1840 x 445 x 50 mm
Materiale	Polietilene
Numero di maniglie	16
Numero di pin	14
Capacità di carico	200 kg
Peso	7,3 ± 0,1 kg

Accessori opzionali

ST02105A	Fix board – fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board – fissaggio orizz. tavole spinali 10g
ST02015A	Pin Straps – Sistema di cinture con ganci
ST02035A	Rock Straps – Sistema di cinture universali per tavola spinale
ST02106A	Mark-Up – Sistema di personalizzazione permanente
SH00201A	Spencer Contour – Fermacapo universale anatomico

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

ROCK PIN - TAVOLA SPINALE
MILITARY CON PIN

ST02014B

Classificazione CND



V0804

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it