

## PIN STRAPS

Sistema di cinture con ganci



Le cinture di trattenuta integrale Pin Straps sono ausili da utilizzarsi per immobilizzare il paziente su tavole spinali Spencer.

### Caratteristiche specifiche

Sistema di aggancio a moschettone per un aggancio estremamente rapido a tavole spinali dotate di pin  
 Sistema di chiusura a strap per consentire l'impiego anche con tavole spinali non dotate di pin  
 4 nastri trasversali di cui 3 mobili per garantire miglior adattamento ai dispositivi in uso

### Dati tecnici <sup>1</sup>

Lunghezze	Min (mm)	Max (mm)
Lunghezza nastri fissaggio laterali	580 ± 30	970 ± 30
Lunghezza verticale del sistema	1160 ± 50 mm	
Materiali	Polipropilene/Nylon/Lega metallica	
Peso	1500 ± 20 g	
Numero nastri	10	
Tipo fissaggio	Strap+moschettoni in metallo	

<sup>1</sup> Le lunghezze indicate sono riferite al dispositivo installato. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo sul quale il prodotto viene applicato.

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

PIN STRAPS - CINTURE  
 IMMOBILIZZ. SPINALE ADULTO  
**ST02015A**



Classificazione CND V9099  
 Identificativo registrazione 99840

Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)