

PIN STRAPS

System pasów z hakami



System mocujący przystosowany do wszystkich desek ortopedycznych z co najmniej pięcioma pinami i pięcioma uchwytemi po każdej stronie.

Cechy charakterystyczne

System wyposażony w karabińczyki dla szybkiego i pewnego mocowania do desek wyposażonych w piny.

Mocowania pasów pozwalające na używanie także z deskami bez pinów.

4 pasy poprzeczne, z których 3 przesuwane w celu lepszego dopasowania do deski i pacjenta

Dane techniczne ¹

Długość	Min (mm)	Max (mm)
Dł. pasów bocznych	580 ± 30	970 ± 30
Długość zestawu	1160 ± 50 mm	
Materiały	Nylon/PP/Al	
Waga	1500 ± 20 g	

¹ Podane długości odnoszą się do zainstalowanego zestawu. Realna długość może się wahać w zależności od rodzaju deski ortopedycznej.

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

PIN STRAPS- SYSTEM OF BELTS
WITH HOOKS

ST02015A

Klasyfikacja CND

Numer rejestracji



V9099

99840

Rev.1 (04/12/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it