

## RSP

### Sistema pediátrico de correas tipo araña para tablero espinal



Los cinturones de sujeción/retención RSP son accesorios destinados a inmovilizar al paciente sobre tableros espinales Spencer.

#### Características específicas

- Sistema muy robusto y resistente
- Sistema strap para hacer las operaciones de rescate más rápido
- Metro integrado para medir la altura del paciente, diseñado específicamente para ser utilizado con el tablero espinal infantil Baby-Go
- Bandas transversales muebles para una mayor versatilidad
- Inserción reflectante en la textura de la tela

#### Datos técnicos

Longitud de la cinta central	750 mm
Longitud min cintas a "V"	420 mm
Longitud max cintas a "V"	610 mm
Ancho min	520 mm
Ancho max	610 mm
Rango de medición metro integrado	1500 mm
Material	Polipropileno/Nailon
Peso	350 g
Nº. Cintas	10
Tipo de fijación	Strap

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

RSP – CINTURONES DE  
INMOVILIZACIÓN ESPINAL  
PEDIÁTRICA

**ST02018A**

Clasificación CND V9099

ID de registro 99844



Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)