

RSP

Sistema di cinture a ragno pediatrico per tavola spinale



Le cinture di trattenuta integrale RSP sono ausili da utilizzarsi per immobilizzare il paziente su tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

Sistema estremamente resistente e robusto
 Chiusure a strap per rendere le operazioni di soccorso più rapide
 Metro integrato per misurare l'altezza del paziente, specificamente studiato per l'utilizzo con la tavola spinale pediatrica Baby-Go
 Fasce trasversali scorrevoli per una maggior versatilità
 Inserto rifrangente nella trama del tessuto

Dati tecnici

Lunghezza nastro centrale	750 mm
Lunghezza min nastri a "V"	420 mm
Lunghezza max nastri a "V"	610 mm
Larghezza min	520 mm
Larghezza max	610 mm
Range misura metro integrato	1500 mm
Materiale	Polipropilene/Nylon
Peso	350 g
Numero nastri	10
Tipo fissaggio	Strap

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

RSP – CINTURE
 IMMOBILIZZAZIONE SPINALE
 PEDIATRICA

ST02018A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 99844



Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it