


REFLEX STRAPS

Sistema universal de correas reflectante para tabla espinal



Los cinturones de sujeción/retención Reflex Straps son accesorios destinados a inmovilizar al paciente sobre tableros espinales Spencer.

Características específicas

Inserciones reflectantes integradas en la textura de la tela para facilitar los procedimientos de rescate en condiciones de baja visibilidad

4 cintas transversales, 3 de los cuales son móviles para asegurar la mejor adaptación a los dispositivos en uso

Amplia gama de regulaciones gracias a los cierres strap

Datos técnicos¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longitudes		
Cintas a "V"	250	520
Cinta transversal 1	750	1350
Cinta transversal 2	600	1250
Cinta transversal 3	550	1110
Cinta transversal 4	480	820
Cinta central		1200
Materiales	Polipropileno/Nailon	
Peso	600 ± 20 g	
Nº. Cintas	10	
Tipo de fijación	Strap	

¹ Le lunghezze indicate sono riferite al dispositivo installato. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo sul quale il prodotto viene applicato.

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

REFLEX STRAPS - CINTURONES DE INMOVILIZACIÓN ESPINAL ADULTO

ST02020A

Clasificación CND



V9099

ID de registro

99416

Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it