

## REFLEX STRAPS

Sistema di cinture rifrangenti universale per tavole spinali



Le cinture di trattenuta integrale Reflex Straps sono ausili da utilizzarsi per immobilizzare il paziente su tavole spinali Spencer.

### Caratteristiche specifiche

Inserti rifrangenti integrati nella trama del tessuto per agevolare le procedure di soccorso in condizioni di scarsa visibilità

4 nastri trasversali di cui 3 mobili per garantire miglior adattamento ai dispositivi in uso

Ampio range di regolazioni grazie alle chiusure strap

### Dati tecnici <sup>1</sup>

Lunghezze	Min (mm)	Max (mm)
Nastri a "V"	250	520
Nastro trasversale 1	750	1350
Nastro trasversale 2	600	1250
Nastro trasversale 3	550	1110
Nastro trasversale 4	480	820
Nastro centrale	1200 mm	
Materiali	Polipropilene/Nylon	
Peso	600 ± 20 g	
Numero nastri	10	
Tipo fissaggio	Strap	

<sup>1</sup> Le lunghezze indicate sono riferite al dispositivo installato. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo sul quale il prodotto viene applicato.

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

REFLEX STRAPS - CINTURE  
IMMOBILIZZAZIONE SPINALE  
ADULTO

ST02020A

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V9099

99416

Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)