

Spencer Rock

Tablero espinal



El tablero espinal Spencer Rock es un dispositivo para la recuperación, la inmovilización y el traslado hasta la camilla, de los pacientes con posible lesión de la columna vertebral.

Características específicas

El elevado número de manillas, sus posicionamiento y diseño, facilita el agarre incluso en condiciones difíciles

La forma cónica permite minimizar los requisitos de espacio e de alojarla dentro de las camillas nido Spencer

Ranuras dedicadas a la fijación de correas y inmovilizador de cabeza Spencer

Superficies lisas para garantizar el saneamiento eficaz

Estructura fuerte y ligero para asegurar alta resistencia al impacto

Detalles técnicos

Dimensiones	1800x440x65 ± 10 mm
-------------	---------------------

Material	PE, PU
----------	--------

N° manillas	12
-------------	----

Capacidad	192 kg
-----------	--------

Peso	7,4 ± 0,3 kg
------	--------------

Opcional

ST02105A	Fix board-soporte vert. tableros espinales 10g
----------	--

ST02108A	Fix board-soporte horiz. tableros espinales 10g
----------	---

ST02035A	Rock straps-sist. Correas univers.Tab.Esp.
----------	--

SH00200A	Spencer contour-imm.universal de cabeza
----------	---

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER ROCK - TABLA ESPINAL

AMARILLA

ST02031C

Clasificación CND



V0804

ID de registro

101216

Nato Stock N°: 6530-15-150-7524

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it