

Spencer Rock

Tavola spinale



La tavola spinale Spencer Rock è un dispositivo per il recupero, immobilizzazione e trasferimento verso la barella, di pazienti con sospette lesioni della colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili

La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer

Asole dedicate al fissaggio di cinture e fermacapo Spencer

Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione

Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti

Dati tecnici

Dimensioni	1800x440x65 ± 10 mm
Materiale	PE, PU
N° maniglie	12
Portata	192 kg
Peso	7,4 ± 0,3 kg

Optional

ST02105A	Fix board - fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board - fissaggio orizzont tavole spinali 10g
ST02035A	Rock straps - sist. Cinture univers. Tav. Spinale
SH00200A	Spencer contour - fermacapo univers. Anat. Blu

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER ROCK TAVOLA SPINALE
GIALLA

ST02031C

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 101216



Nato Stock N°: 6530-15-150-7524

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it