


ROCK STRAPS

Sistema universal de correas tipo araña para tablero espinal



Los cinturones de sujeción/retención Rock Straps son accesorios destinados a inmovilizar al paciente sobre tableros espinales Spencer.

Características específicas

Sistema extremadamente duradero y robusto
 Sistema strap para hacer las operaciones de rescate más rápido
 3 cintas transversales móviles para asegurar la mejor adaptación a los dispositivos en uso y al paciente

Datos técnicos

Longitud de la cinta central	1230 mm
Longitud min cintas a "V"	270 mm
Longitud max cintas a "V"	540 mm
Ancho min	720 mm
Ancho max	1350 mm
Material	Polipropileno/Nailon
Peso	600 ± 20 g
Nº. Cintas	10
Tipo de fijación	Strap

Nota: Dimensiones sujetas a tolerancias de ± 20 mm

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

ROCK-STRAPS - CINTURONES DE
 INMOVILIZACIÓN ESPINAL ADULTO
 ST02035A



Clasificación CND

V9099

Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it