


## ROCK STRAPS

Système universel de ceintures araignée pour plan dur



Les sangles araignées Rock Straps sont des dispositifs qui aident à immobiliser le patient sur les plans durs Spencer.

### Caractéristiques spécifiques

Système extrêmement durable et robuste  
Sangle de fermeture pour rendre plus rapides les opérations d'immobilisation  
Bandes transversales mobiles afin d'assurer une meilleure adaptation à l'appareil utilisé et au patient

### Données techniques

Longueur de bande centrale	1230 mm
Longueur min. bandes « V »	270 mm
Longueur max. bandes « V »	540 mm
largeur min	720 mm
Longueur max	1350 mm
Matériels	Polypropylène/Nylon
Poids	600 ± 20 g
N° Sangles	10
Type de fixation	Strap

Remarque: Les dimensions sont soumises à des tolérances de ± 20 mm

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

ROCK-STRAPS - CEINTURES  
IMMOBILISATION SPINALE ADULTE  
ST02035A



Classification CND	V9099
Enregistrement d'identité	99422

Rev.0 (10/02/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)