


ROCK STRAPS

Sistema di cinture a ragno universale per tavola spinale



Le cinture di trattenuta integrale Rock Straps sono ausili da utilizzarsi per immobilizzare il paziente su tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

Sistema estremamente resistente e robusto
 Chiusure strap per rendere più rapide le operazioni di immobilizzazione
 Nastri trasversali mobili per garantire un miglior adattamento al dispositivo in uso e al paziente
 Consente l'esecuzione delle indagini diagnostiche preliminari ai raggi X

Dati tecnici

Lunghezza nastro centrale	1230 mm
Lunghezza min. nastri a "V"	270 mm
Lunghezza max. nastri a "V"	540 mm
Larghezza minima	720 mm
Larghezza massima	1350 mm
Materiali	Polipropilene/Nylon
Peso	600 ± 20 g
Numero nastri	10
Tipo fissaggio	Strap

Nota: Dimensioni soggette a tolleranze di ± 20 mm

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

ROCK-STRAPS - CINTURE
 IMMOBILIZZAZIONE SPINALE
 ADULTO

ST02035A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 99422



Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it