

## Sacca trasporto spinali



Sacca dedicata al trasporto e stoccaggio di tavole spinali Spencer.

### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facile da igienizzare  
Chiusura strap  
Maniglia di trasporto con punto di presa in PVC

### Dati tecnici

Dimensioni	1850x420x50 ± 30mm
Materiali	PVC, Nylon
Peso	1,15 ± 0,1 kg

SACCA TRASPORTO SPINALI  
SPENCER IN PVC ARANCIO  
ST02037A

Rev.0 (18/12/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)