

T- STRAPS

Sistema di cinture ragno universale per tavola spinale



Le cinture di trattenuta integrale T-Straps sono ausili da utilizzarsi per immobilizzare il paziente su tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

Sistema estremamente resistente e robusto
 Chiusure strap per rendere più rapide le operazioni di immobilizzazione
 Nastri trasversali fissi
 Nastro longitudinale regolabile

Dati tecnici

Larghezza nastro	50 mm
Lunghezza nastro centrale	Da 560 a 1470 mm
Lunghezza min. nastri a "V"	270 mm
Lunghezza max. nastri a "V"	540 mm
Larghezza minima	540 mm
Larghezza massima	1150 mm
Materiali	Polipropilene/Nylon
Peso	800 ± 20 g
Numero nastri	10
Tipo fissaggio	Strap

Note: Dimensioni soggette a tolleranze di ± 30 mm

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

T-STRAPS - CINTURE
 IMMOBILIZZAZIONE SPINALE
 ADULTO
ST02039A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	99405

Rev.0 (10/02/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it