

## B-BAK

### Tabla espinal



La tabla espinal Spencer B-Bak es un dispositivo para la recuperación, la inmovilización y el traslado hacia la camilla, de los pacientes con sospechosas lesiones de la columna vertebral.

#### Características específicas

El alto número de asas, su posicionamiento y su diseño, facilita el agarre, incluso en condiciones difíciles

La forma cónica permite reducir al mínimo los requisitos de espacio y de alojarla en las camillas nido Spencer

Superficies lisas y conectadas a garantizar un saneamiento eficaz

Estructura fuerte y ligera para garantizar alta resistencia a los impactos

Patines en el lado inferior del bastidor para minimizar la fricción durante las operaciones de aplicación

El espesor extremadamente reducido facilita la aplicación y el almacenamiento

#### Accesorios Opcionales

ST02105A	Fix board – anclaje vertical 10g
ST02108A	Fix board – anclaje horizontal 10g
ST02035A	Rock straps – correas araña para tablea espinal
SH00200A	Spencer contour – Inmovilizador de cabeza azul

#### Detalles técnicos

Dimensiones	1840x405x45 mm
Materiales	PE
Nº asas	14
Capacidad	180 kg
Peso	6,5 ± 0,3 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-BAK TABLA ESPINAL NARANJA



ST02040B

Clasificación CND	V0804
ID de registro	101235

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)