

## FLASH 03

### Kit immobilizzazione



Sistema di immobilizzazione completo. L'utilizzo congiunto di tavola spinale, cinture a ragno e fermacapo inclusi in questo kit, permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza.

#### Caratteristiche specifiche

- Tavola spinale leggera e compatta
- Cinture a ragno con chiusura a strap
- Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
- Cuscini del fermacapo estremamente morbidi per aumentare il comfort
- Ampie fasce strap per agevolare il posizionamento dei cuscini
- Fasce mento e fronte regolabili e con inserti ad alta aderenza per ottimizzare l'immobilizzazione
- Superfici lisce facilmente igienizzabili
- Immobilizzatore caviglie per incrementare la stabilità del paziente
- Mark-Up integrato per la personalizzazione permanente

#### Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1840x405x45 ± 5mm
Peso tavola spinale	6,5 ± 0,3 kg
Maniglie	14
Capacità di carico	180 kg
Peso cinture	800 ± 20g
Dimensioni cuscino fermacapo <sup>1</sup>	255x85x160 mm
Dimensioni base fermacapo <sup>2</sup>	365x260x20 mm
Peso fermacapo	1,46 ± 0,07 kg
Dimensioni immobilizzatore cav.	290x160x80 ± 5mm
Peso immobilizzatore caviglie	0,35 ± 0,01 kg
Materiali	PE, Nylon, PVC
<sup>1</sup> Dimensioni riferite al singolo cuscino	
<sup>2</sup> Asole escluse	

#### Componenti del kit

ST02040B	B-Back pin – Tavola spinale con Pin
ST02039A	T-Straps – sist. Cinture univers. Tav. Spinale
ST00110A	Super blue – fermacapo univers. Blu
SH00151A	FXA PRO – Immobilizzatore caviglie

DM ass. in accordo alla dir. 93/42/CE

FLASH 03 - B-BAK PIN YELLOW + T-STRAPS+ SUPER BLU + FXA PRO  
ST02045B



#### Accessori

ST02105A	Fix board - fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board - fissaggio orizzont tavole spinali 10g

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)