

## B-BAK PIN

### Tabla espinal con pin



Las tablas espinales B-bak Pin son dispositivos destinados a levantar e inmovilizar a los pacientes con posibles lesiones en la columna vertebral.

#### Características específicas

Superficies lisas y conectadas a garantizar un saneamiento (limpieza) eficaz

El material de fabricación no absorbe fluidos

El alto número de asas, su posicionamiento y su diseño, facilita el agarre, incluso en condiciones difíciles

La forma cónica permite reducir al mínimo los requisitos de espacio y de alojarla en las camillas nido Spencer

Superficies lisas y conectadas a garantizar un saneamiento eficaz

Estructura fuerte y ligera para garantizar alta resistencia a los impactos

Patines en el lado inferior del bastidor para minimizar la fricción durante las operaciones de aplicación

El espesor extremadamente reducido facilita la aplicación y el almacenamiento

Los pin que la caracterizan permiten una fácil fijación de los cinturones opcionales, mediante un mosquetón

Permite la realización de exámenes de diagnóstico preliminares a los rayos X

#### Datos técnicos

Dimensiones	1840 x 405 x 45 mm
Materiales	PE
Número de asas	14
Número de pin	8
Capacidad	180 kg
Peso	6 kg

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

B-BAK PIN AMARILLO - TABLERO  
ESPINAL CON PERNO

ST02061B



Clasificación CND V0804

ID de registro 101249

#### Accesorios opcionales

ST02105A	Fix board – anclaje vertical 10g
ST02108A	Fix board – anclaje horizontal 10g
ST02035A	Rock Straps – correas araña para tabla espinal
ST00494B	STX 494 - cinturón a dos piezas, metal/ mosquetón
ST02106A	MARK UP - Sistema de personaliz. permanente
SH00201A	Spencer Contour – Inmovilizador de cabeza

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)