

## B-BAK PIN

### Plan dur avec Pin



Le plan dur Spencer B-Bak Pin est un dispositif pour la récupération, l'immobilisation et le transfert au brancard, des patients présentant des lésions suspectes de la colonne vertébrale.

#### Caractéristiques spécifiques

Le nombre élevé de poignées, leur positionnement et leur conformation, facilite la prise en main, même dans des conditions difficiles

La forme conique permet de réduire au minimum l'encombrement et le loger à l'intérieur des civières Spencer surfaces lisses et connecté pour assurer l'assainissement efficace

la structure robuste et léger pour assurer une haute résistance aux chocs

Patins sur le côté inférieur du corps pour réduire au minimum la friction pendant les opérations d'application

L'épaisseur extrêmement réduite facilite l'application et le stockage

Le Pin qui est attaché à permettre la fixation facile des ceintures avec mousquetons optionels

#### Données techniques

dimensions	1840x405x45 mm
matière	PE
N ° poignées	14
N ° PIN	8
flux	180 kg
poids	6 ± 0,3 kg

#### en option

ST02105A	Fix board - fixation verticale du plan dur 10G
ST02108A	Fix board - fixation horizontale du plan dur 10G
ST02035A	Rock Straps – Système ceintures universal pour plan dur
ST00494B	STX 494 - Lot de 3 ceintures avec mousquetons
ST02106A	Mark-Up - système de personnalisation permanent
SH00200A	Spencer Contour – Immobilisateur de tête universel Anat. bleu

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

B-BAK PIN JAUNE – PLAN DUR PIN



ST02061B

Classification CND V0804

Enregistrement d'identité 101249

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italie Srl. Sala Baganza (PR) Italie Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)