

Kit di immobilizzazione



Sistema di immobilizzazione costituito da tavola spinale e cintura ragno, che permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale estremamente leggera e compatta
Cintura ragno con chiusura strap
Superfici lisce e semplici da igienizzare

Dati tecnici

Dimensioni spinale	1840x405x45 ± 5mm
Peso spinale	6,5 ± 0,3 kg
Capacità di carico	180 kg
Lunghezza nastro centrale	1230 mm
Peso cinture	460 g
Materiali	PE, Nylon, PVC

Inclusi nel kit

ST02035A | Rock straps – Cinture ragno per tav. spin

DM marcato CE in accord alla dir. 93/42/CE

MOD.B015 B-BAK PIN GIALLA
C/CINTURA ROCK STRAPS

ST02063B



Accessories

ST02106A | Mark Up – Sist. di personalizz. permanente
ST02105A | Fix board – Fiss. Vert. 10 g per tavole spinali
ST02108A | Fix board – Fiss. orizzont. 10 g per tavole spinali

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it