


Kit di immobilizzazione



Kit di immobilizzazione completo. L'utilizzo congiunto di tavola spinale, cinture a ragno, e fermacapo inclusi in questo kit, permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale compatta e leggera
Cinture a ragno con chiusure strap
Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
Cuscini del fermacapo morbidi per aumentare il comfort
Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice
posizionamento del fermacapo
Fasce mento e fronte regolabili con inserti in gomma aderente per ottimizzare l'immobilizzazione
Superfici lisce facilmente igienizzabili

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1840x405x45 ± 5mm
Peso tavola spinale	6,5 ± 0,3 kg
Maniglie	14
Capacità di carico	180 kg
Peso cinture	630 ± 20g
Dimensioni cuscino fermacapo ¹	235x130x160 mm
Dimensioni base fermacapo ²	390x260x15 mm
Peso fermacapo	1,5 ± 0,1 kg
Materiali	PE, Nylon, PVC
¹ Dimensione del singolo cuscino	
² Asole escluse	

Accessori

ST02105A	Fix board – fissaggio vertical 10 g per tav. Spin.
ST02108A	Fix board – fissaggio orizz. 10 g per tav.spin.

DM marcato CE in accordo alla dir. 93/42/CE

B BAK PIN CON CONTOUR E ROCK
REFLEX
ST02064A



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it