


Kit di immobilizzazione



Sistema di immobilizzazione costituito da tavola spinale, fermacapo e cintura ragno, che permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale estremamente leggera e compatta
Cintura ragno con chiusura strap
Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
Cuscini del fermacapo morbidi per aumentare il comfort
Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice
posizionamento del fermacapo
Fasce mento e fronte regolabili con inserti in gomma aderente per ottimizzare l'immobilizzazione
Superfici lisce e semplici da igienizzare

Dati tecnici

Dimensioni spinale	1840x405x45 ± 5mm
Peso spinale	6,5 ± 0,3 kg
Maniglie	14
Capacità di carico	180 kg
Peso cinture	460 g
Dimensioni cuscino fermacapo ¹	255x85x160 mm
Dimensioni base fermacapo ²	365x260x20 mm
Peso fermacapo	1,5 ± 0,1 kg
Materiali	PE, Nylon, PVC
¹ Dimensione del singolo cuscino	
² Asole escluse	

Accessories

ST02106A	Mark Up – Sist. di personalizz. permanente
ST02105A	Fix board – Fiss. Vert. 10 g per tavole spinali
ST02108A	Fix board – Fiss. orizzont. 10 g per tavole spinali

DM marcato CE in accord alla dir. 93/42/CE

B-BAK PIN CON SUPER YELLOW E
ROCK STRAPS
ST02066B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it