


B-BAK PIN MAX

Tavola spinale con pin



Le tavole spinali B-bak Pin Max sono dispositivi destinati a sollevare e immobilizzare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

Il numero elevato di maniglie, il loro posizionamento e la loro conformazione, agevola la presa anche in condizioni difficili

La forma rastremata consente di minimizzare gli ingombri e di alloggiarla all'interno delle barelle basket Spencer

Superfici lisce e raccordate per garantire efficace igienizzazione

Struttura robusta e leggera per garantire elevata resistenza agli urti

Pattini sul lato inferiore della scocca per minimizzare gli attriti durante le operazioni di applicazione

Lo spessore estremamente ridotto ne agevola l'applicazione e lo stoccaggio

I pin di cui è dotata consentono il fissaggio agevole di cinture con moschettone opzionali

Dati tecnici

Dimensioni	1840 x 405 x 45 mm
Materiale	PE
Numero di maniglie	14
Numero di pin	8
Portata	454 kg
Peso	6 kg

Accessori opzionali

ST02105A	Fix board – fissaggio verticale tavole spinali 10g
ST02108A	Fix board – fissaggio orizz. tavole spinali 10g
ST02035A	Rock Straps – Sistema di cinture universali per tavola spinale
ST00494B	STX 494 – Set di 3 cinture con moschettone
ST02106A	Mark-Up – Sistema di personalizzazione permanente
SH00201A	Spencer Contour – Fermacapo universale anatomico

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

B-BAK PIN MAX GIALLA-TAVOLA
SPINALE CON PIN

ST02067B

Classificazione CND



V0804

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it