

FIX BOARD

Fissaggio a muro per tavola spinale



L'immagine può differire dal prodotto reale



Dispositivo progettato il fissaggio a parete in posizione verticale di tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

Estremamente robusto e leggero
Semplice da utilizzare e da installare
Sistema di aggancio e sgancio rapido

Dati tecnici

Dimensioni parte sup.	570x25x65 ± 5 mm
Dimensioni parte inf.	180x50x55 ± 5 mm
Materiali	Al, Nylon, ottone

Standard di riferimento

NA

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FIX BOARD - FISSAGGIO VERTICALE
TAVOLE SPINALI

ST02101A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 99873



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it