

Spine Pack

Sac de transport pour plan dur vertébral



Sac de transport spécifiquement conçu pour le stockage et transport des plans durs Spencer.

Caractéristiques spécifiques

Tissu réalisé en PVC de simple nettoyage
Bandes rétro-réfléchissantes
Deux grandes poches avec fermeture éclair pour le rangement des accessoires
Deux lanières avec œillets métalliques pour une éventuelle fixation murale
Poignées de transport avec renfort en PVC

Données techniques

Dimensions compartiment principal	1900x480x80 ± 20mm
Dimensions grande poche	550x360x150 ± 20mm
Dimensions petite poche	350x450x150 ± 20mm
Matériaux	PVC, Nylon
Poids	1,88 ± 0,1 kg

SPINE PACK SAC DE TRANSPORT
 VIDE POUR PLAN DUR
ST02102B

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it